

Rekommendation inhalationskammare

Aerochamber Plus Flow-Vu, L'espace, Optichamber Diamond och Vortex passar samtliga rekommenderade inhalationssprayer i REK-listan.

De är alla antistatiska men varierar i storlek, material, masker samt ventiler.

Synliga ventiler möjliggör räkning av andetag och kontroll av att patienten inhalerar på ett korrekt sätt. Olikheter mellan inhalationskammare innebär en viss skillnad i användarvänlighet. Troligen är det ingen skillnad i klinisk effekt om de används rätt.

Samtliga rekommenderade inhalationskammare har en hållbarhet på 12 månader.

Optichamber Diamond	Förstahandsval Användning i hemmet		Synlig utandningsventil Tjuter vid för kraftig inandning Handdiskas med diskmedel Mask förskrivs separat
Vortex	Förstahandsval Användning på vårdinrättning		Inte lika tydlig utandningsventil Kokbar. Autoklaverbar (gäller ej mask) Mask förskrivs separat
Aerochamber Plus Flow-Vu	Andrahandsval Användning i hemmet		Synlig in- och utandningsventil Tjuter vid för kraftig inandning Tål diskmaskin (<70 grader) Mask eller munstycke inkluderad
L'espace	Andrahandsval Användning på vårdinrättning		Synlig utandningsventil Kokbar. Autoklaverbar Mask eller munstycke inkluderad